


Sanitaria dental u suradnji s tvrtkom **IvoclarVivadent AG**

organizira radni tečaj

„Tehnika bojanja i karakterizacije IPS e.max CAD blokova“




Vjekoslav Budimir, DT

Datum održavanja:	03.11.2016.g.
Vrijeme održavanja:	09:00 – 13:00
Broj sudionika:	12
Mjesto održavanja:	Edukacijski centar Štefanovečka cesta 10, Zagreb
Kotizacija:	200,00 HRK (PDV uključen)

Tečaj je namijenjen dentalnim tehničarima i doktorima dentalne medicine. Svrha ovog tečaja je naučiti tehniku bojanja („staining tehnika“) novim materijalima za karakterizaciju IPS Ivocolor, koji se nanose na površinu restauracije izgledane u punom anatomskom obliku. Kako i gdje primijeniti hladne boje (plavu, sivu..) koje daju privid dubine i transparentije, a gdje staviti bijelkaste boje i kako one utječu na privid prominencije.

Paleta IPS Ivocolor materijala i njene mogućnosti su široke, a put do uspjeha svakako je pravilan odabir materijala i pravilna tehnika nanošenja.

Potreban pribor: pean, kistovi za nanošenje boja i materijala za karakterizaciju, staklena pločica, svrdla i gumice za poliranje



Prijave na tel.: 01 6181 085
01 6183 060
E-mail: dental@sanitaria.hr

Rezervirajte svoje mjesto!
Broj sudionika ograničen!