

3M Science.
Applied to Life.™

Vaše restauracije.

Vaš kompozit.

Vaš dan.

**Univerzalno
jednostavnije.**



3M™ Filtek Universal

Ovo je za predane... kojima je izazovan svaki dan.

Većinu je dana neprekidna strka, jedva imate vremena popiti kavu i pregledati slučajeve zakazane za taj dan. A jedino na što možete računati jest da dan neće ići po planu.

Ali... što kada bi postojao restauracijski materijal s kojim biste mogli preuzeti kontrolu nad svojim danom? Što kada bi izrada snažnih i estetskih restauracija mogla biti mnogo jednostavnija i brža?

I... što kada bi zbog te jednostavnosti vi i vaše osoblje bili pod manjim stresom... i imali više energije za uživanje u životu?

Upravo ćete otkriti da promjena samo jedne stvari – vašeg kompozita – može promijeniti sve.




Ovo je za strastvene, koji prihvaćaju užurbani dan.



Samo 8 dizajnerskih nijansi

Tehnologijom 3M NaturalMatch možete zadovoljiti većinu nijansi zuba sa samo 8 nijansi čime štedite vrijeme.



PLUS



PO
Ružičasti opaker

1 nijansa. 1 univerzalni opacitet. Ne može jednostavnije.

Učinkovitost je ključna za rad s gustim rasporedom. To je jedan od razloga zašto se doktori koriste s jednom nijansom opaciteta u oko 80% svojih slučajeva.*


Napravili smo 3M™ Filtek™ Universal kao materijal za univerzalnu restauraciju imajući na umu pozitivan utjecaj koji će jednostavnije restauracije imati na vašu ordinaciju.

*Interni podaci tvrtke 3M

Sve počinje pojednostavljenjem odabira nijanse. Samo 8 dizajnerskih nijansi i dodatna ekstra bijela (XW) nijansa pokrivaju 19 VITA klasičnih nijansi i nijansi za izbjeljivanje.* Osim toga, nijanse imaju univerzalni opacitet koji zadovoljava većinu kliničkih potreba.

- Tehnologija NaturalMatch (koju čine nanopunila, monomeri s niskom razinom stresa i pigmenti) omogućuje estetiku s jednom nijansom koja se prirodnije uklapa u denticiju.
- Fluorescentni pigmenti poboljšavaju životni izgled.
- Tehnologija punila 3M omogućuje povećanu radioopaknost.

Tamna područja sada neće umanjiti vaše estetske rezultate. Prvi ružičasti opaker tvrtke 3M učinkovito maskira metalnu i potamniju denticiju.



Ovo je za pacijente koji se ponose prekrasnim osmijehom...



Ekstra bijele restauracije za pacijente koji izbjeljuju zube

Posao izbjeljivanja zubi i dalje raste¹, ali zubari nam govore da je teško pronaći kompozite koji odgovaraju najbjeljim zubima.

Naš je odgovor na to nijansa XW kako biste zadovoljili očekivanja pacijenta.




XW

Ujednačavanje nijansi koje zadovoljava i „prijateljski test“

S jedinstvenim učinkom usklađivanja nijansi tehnologije 3M NaturalMatch, čak i rad na prednjim zubima bit će gotovo neprimjetan, pa i bliskim prijateljima. Univerzalni opacitet materijala pomaže da se ujednači s okolnom denticijom na nevidljiv način.

Blještavi sjaj koji traje

Početni sjaj bilo kojeg restauracijskog materijala može biti impresivan, ali se tijekom vremena smanjuje. Zbog patentirane TRUE nanotehnologije tvrtke 3M restauracijski materijal Filtek Universal brzo ostvaruje velik sjaj, a sjaj se može i poboljšati abrazijom zubnom četkicom.*



1. Očekivana veličina globalnog tržišta proizvoda za izbjeljivanje zubi do 2024. Hexa Research. (17. kolovoza 2017.). Teeth Whitening Products Market Size Worth USD 7.40 Billion By 2024 [Objava za tisak]. Preuzeto iz www.hexaresearch.com/press-release/global-teeth-whitening-products-market.

Uvećanje nanoklastera od 100.000 puta. SEM fotografiju ustupio dr. J. Perdigão, Sveučilište u Minnesoti.

*Interni podaci tvrtke 3M

i za hrabre koji kažu „Da!” životu.


Dvostruka „izdržljiva” tehnologija

Žvakanje, četkanje, škr gutanje, škripanje... restauracije se jako troše.

Podigli smo ljestvicu trajnosti kombiniranjem dvije vrhunske tehnologije tvrtke 3M.

Tehnologije monomera s niskom razinom stresa koje smo razvili u svojim kompozitima pomažu pri zaštiti od skupljanja i stresa od skupljanja.

TRUE nanotehnologija tvrtke 3M omogućuje veliku snagu i iznimnu otpornost na trošenje.



Čak je i kapsula osmišljena za lakše izvođenje restauracija.

Naša kapsula ima stanjeni dizajn koji omogućuje da materijal izlazi u tekućem obliku, a nakon toga postaje viskozniiji za oblikovanje. Vrh je dulji (8 mm) i pomiče se tijekom postavljanja. Tako se omogućava dobra prilagodba na teško dostupnim područjima.



Ovo je 3M™ Filtek™ Universal

Namijenjen je svima vama koji želite da vaše restauracije, vaš kompozit, vaš dan, budu univerzalno jednostavniji.



Ključne značajke

- **Pojednostavljeni odabir nijanse** – samo 8 dizajnerskih nijansi za pokrivanje većine nijansi zuba
- **Univerzalni opacitet** za prirodni izgled restauracija
- **Ekstra bijelo (XW)** za usklađivanje s nijansama izbijeljenih zubi
- **Fluorescentni pigmenti** koji restauracijama daju životni izgled
- **Ružičasti opaker** za jednostavno prikriivanje tamnih područja
- **Nanotehnologija društva 3M** za jednostavnije poliranje koje traje
- **Inovativni monomeri s niskom razinom stresa** za otpornost na lomove
- **Povećana radioopaknost** za jednostavnije prepoznavanje pri ponovnom posjetu
- **Zagrijavanje kapsule** – Kapsule restauracijskog materijala Filtek Universal smiju se zagrijavati.*

*Pogledajte upute za upotrebu

Indikacije

- Izravna restauracija prednjih i stražnjih zuba (uključujući okluzalne plohe)
- Izgradnja nadogradnje
- Fiksacija zubi uporabom *splinta*
- Indirektna restauracija, uključujući *inlay* i *onlay* nadomjeske te ljuskice



Informacije za naručivanje

3M™ Filtek™ Universal

Kataloški br. Informacije o proizvodu

6575CK **3M™ Filtek™ Universal osnovni komplet, kapsule**
Komplet sadrži: 80 – kapsula od 0,2 g po 20 nijansi A1, A2, A3, A3.5; 10 – kapsula od 0,2 g nijanse PO; tehnički vodič, upute za upotrebu.

6570SK **3M™ Filtek™ Universal osnovni komplet, štrcaljke**
Komplet sadrži: 5 – štrcaljke od 4 g: po 1 nijansa A1, A2, A3, A3.5 i PO; tehnički vodič, upute za upotrebu.

Nadopuna	Kataloški br.	Kataloški br.
NIJANSE	ŠTRCALJKA	KAPSULA
A1	6570	6575
A2	6570	6575
A3	6570	6575
A3.5	6570	6575
A4	6570	6575
B1	6570	6575
B2	6570	6575
D3	6570	6575
XW – ekstra bijela nijansa	6570	6575
PO – ružičasti opaker	6570	6575
NADOPUNE NIJANSE	KAPSULE – uključuje 20 kapsula od 0,2 g	ŠTRCALJKE – uključuje 1 štrcaljku od 4 g
NADOPUNE RUŽIČASTOG OPAKERA (PO)	KAPSULE – uključuje 10 kapsula od 0,2 g	ŠTRCALJKE – uključuje 1 štrcaljku od 4 g

Uz sve nadopune isporučuju se tehnički vodič i upute za upotrebu.



www.3M.com.hr/FiltekUniversal

3M

3M (East) AG
Podružnica R Hrvatska
Avenija Većeslava Holjevca 40
10 0001 Zagreb
Telefon +385 1 2499 750

Tiskano u Hrvatskoj.
Molimo reciklirati.

3M i Filtek zaštitni su znakovi tvrtke 3M ili 3M Deutschland GmbH. Upotreba u Kanadi uz licencu.

© 3M 2019. Sva prava pridržana.